

LIVING basics®

*A brand of **Shopper+**  Proudly Canadian*

*Une marque de **Shopper+**  Fièremment canadienne*

TOILET SAFETY FRAME/

CADRE DE SÉCURITÉ POUR TOILETTES

INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS

SKU / RÉF: LB-YB-2014



ENGLISH PAGES: 2-7

PAGES EN FRANÇAIS: 8-12

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference /
Lisez attentivement ce livret avant de l'utiliser et conservez-le pour référence future.

CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES


CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES	2
English	3
1. Important Safety Warnings	3
2. Installation Instructions	3
3. Usage Instructions	5
4. Intended Use	6
5. Maintenance Instructions	6
6. Storage and Placement Instructions	6
7. Product Specifications	6
8. Warranty Terms	7
9. Contact Information	7
Français	8
1. Avertissements de sécurité importants	8
2. Instructions d'installation	8
3. Instructions d'utilisation	11
4. Utilisation prévue	11
5. Instructions d'entretien	11
6. Instructions de rangement et de placement	11
7. Caractéristiques du produit	12
8. Conditions de garantie	12
9. Coordonnées	12

English

1. Important Safety Warnings

- Ensure all parts are intact and free of damage or cracks before use.
- Make sure the frame is stable and secure during installation and use.
- Do not apply excessive pressure to the frame; the maximum weight capacity is 330 lbs (150 kg).
- If any parts are loose or abnormal, stop using the product immediately and contact a professional for inspection.
- This product is for indoor use only and is not suitable for outdoor or damp environments.
- Always grip both handles with equal force when sitting or standing up.

2. Installation Instructions

1. Parts List: ① Upper armrest tube *2 ② Toilet main frame *2 ③ Front end left and right link pipes *1 ④ Suction cup foot pad *4 ⑤ Side clamping suction cup *2 ⑥ Side clamping suction cuplink nut *2 ⑦ Side clamping suction cup locking screw *2	
2. Remove the pin on the armrest frame and insert the upper armrest tube.	

3.Adjust to the appropriate height and insert the pin to fix it in place.



4.Insert the front link rods into the installation positions of the left and right armrests respectively.



5.Adjust to the appropriate width to ensure that the positioning ball pops out in place.



6.Rotate the long handle suction cup and install it into the mounting hole at the bottom of the armrest frame.



7. Rotate the clamp connecting nut into the short handle suction cup (note: the big end should be close to the suction cup)	
8. Rotate the fixture locking rod through the armrest frame and tighten it with the fixture suction cup installed in the previous step.	
9. Place the installed toilet stand against the toilet and gradually tighten the screws of the left and right fixtures to stabilize it.	

3. Usage Instructions

- After installation, place the toilet safety frame around the toilet, ensuring it is centered.
- When using, firmly grip both sides of the frame, making sure your movements are slow and steady.
- Avoid pushing or pulling the frame abruptly to prevent loss of balance.
- Regularly check the stability of the product and make sure the handle height suits your height.
- Follow your healthcare professional's advice when using this product.

4. Intended Use

- This product is designed to provide additional support and stability for individuals with mobility issues when using the toilet. It is especially suitable for the elderly, patients recovering from surgery, or people with walking disabilities. The frame helps users safely sit down and stand up, reducing the risk of falls.

Indications

- Elderly individuals with mild mobility impairments
- Patients in recovery with mild symptoms
- People with mild walking or balance issues
- Users who need extra support while using the toilet

Contraindications

- Users weighing over 330 lbs (150 kg)
- Patients with severe mobility impairments or significant loss of balance

5. Maintenance Instructions

- Regularly check for wear on screws, connections, and rubber feet to ensure there are no loose or damaged parts.
- If you notice cracks or corrosion on the frame or handles, stop using the product immediately and contact the supplier.
- Clean the frame with a mild detergent and a damp cloth. Avoid using strong acidic or alkaline cleaners.
- Regularly check the stability of the frame, especially after frequent use.

6. Storage and Placement Instructions

- When not in use, store the toilet safety frame in a dry and well-ventilated place.
- Avoid storing the product in damp or direct sunlight environments to prevent material degradation.
- If not used for a long time, disassemble the frame and store it in its original packaging for proper safekeeping.

7. Product Specifications

Product Name: Toilet Safety Frame

Model: LB-YB-2014

Standard: Canadian Standard (SOR/98-282)

Maximum Weight Capacity: 150 kg / 330 lbs

Adjustable armrest height: 65-77CM

8. Warranty Terms

Warranty Period: 90-day warranty service. If any quality issues or defects are found during the warranty period, please contact customer service promptly.

9. Contact Information

Brand Holder: Shopper+ INC

Brand Holder Address: 2110 52E AV, LACHINE, QUEBEC, H8T 2Y3, MONTREAL, CANADA

Email: support@shopperplus.com

Phone: 514-631-5216

Manufacturer: Foshan Yoob Medical Instrument Co.,Ltd

Manufacturer Address: Factory 804, Building 4, Phase 9, Tianfulai Industrial Zone, No. 12, Rongli Xinfu Road, Ronggui Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong ,China

Français


1. Avertissements de sécurité importants

- Assurez-vous que toutes les pièces sont intactes et ne présentent ni dommages ni fissures avant utilisation.
- Veillez à ce que le cadre soit stable et sécurisé lors de l'installation et de l'utilisation.
- Ne pas exercer une pression excessive sur le cadre ; la capacité de poids maximale est de 330 livres (150 kg).
- Si des pièces sont desserrées ou présentent des anomalies, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez un professionnel pour une inspection.
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur et ne convient pas aux environnements extérieurs ou humides.
- Toujours saisir les deux poignées avec une force égale lors de l'assise ou du lever.

2. Instructions d'installation

1. Parts List:

- ① Tube d'accoudoir supérieur * 2
- ② Cadre principal des toilettes *2
- ③ Tuyaux de liaison gauche et droit à l'extrémité avant * 1
- ④ Coussinet de pied à ventouse * 4
- ⑤ Ventouse de serrage latérale *2
- ⑥ écrou de liaison de ventouse à serrage latéral * 2
- ⑦ vis de verrouillage de la ventouse à serrage latéral * 2



2. Retirez la goupille du cadre de l'accoudoir et insérez le tube supérieur de l'accoudoir.



3. Ajustez à la hauteur appropriée et insérez la goupille pour la fixer en place.



4. Insérez les biellettes avant dans les positions d'installation des accoudoirs gauche et droit respectivement.



5. Ajustez à la largeur appropriée pour garantir que la boule de positionnement ressorte en place.



6.Faites pivoter la ventouse à long manche et installez-la dans le trou de montage au bas du cadre de l'accoudoir.



7.Faites pivoter l'écrou de connexion de la pince dans la ventouse à poignée courte (**remarque : la grande extrémité doit être proche de la ventouse**)



8.Faites pivoter la tige de verrouillage du luminaire à travers le cadre de l'accoudoir et serrez-la avec la ventouse du luminaire installée à l'étape précédente.



9.Placez le support de toilette installé contre les toilettes et serrez progressivement les vis des fixations gauche et droite pour le stabiliser.



3. Instructions d'utilisation

- Après l'installation, placez le cadre de sécurité pour toilettes autour des toilettes, en vous assurant qu'il est centré.
- Lorsque vous l'utilisez, saisissez fermement les deux côtés du cadre, en veillant à ce que vos mouvements soient lents et stables.
- Évitez de pousser ou tirer brusquement le cadre afin de ne pas perdre l'équilibre.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du produit et assurez-vous que la hauteur des poignées convient à votre taille.
- Suivez les conseils de votre professionnel de santé pour l'utilisation de ce produit.

4. Utilisation prévue

- Ce produit est conçu pour fournir un soutien supplémentaire et de la stabilité aux personnes ayant des difficultés de mobilité lors de l'utilisation des toilettes. Il est particulièrement adapté aux personnes âgées, aux patients en rééducation ou aux personnes ayant des difficultés à marcher. Le cadre aide les utilisateurs à s'asseoir et à se lever en toute sécurité, réduisant ainsi le risque de chutes.

Indications

- Personnes âgées présentant une mobilité légèrement réduite
- Patients en convalescence avec des symptômes légers
- Personnes ayant des difficultés légères à marcher ou des problèmes d'équilibre
- Utilisateurs ayant besoin d'un soutien supplémentaire lors de l'utilisation des toilettes

Contre-indications

- Utilisateurs pesant plus de 330 livres (150 kg)
- Patients ayant des troubles graves de la mobilité ou une perte significative de l'équilibre

5. Instructions d'entretien

- Vérifiez régulièrement l'usure des vis, des connexions et des pieds en caoutchouc pour vous assurer qu'aucune pièce n'est desserrée ou endommagée.
- Si vous remarquez des fissures ou de la corrosion sur le cadre ou les poignées, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le fournisseur.
- Nettoyez le cadre avec un détergent doux et un chiffon humide. Évitez d'utiliser des nettoyants fortement acides ou alcalins.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du cadre, notamment après une utilisation fréquente.

6. Instructions de rangement et de placement

- Lorsque le cadre de sécurité pour toilettes n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec et bien

ventilé.

- Évitez de stocker le produit dans des environnements humides ou exposés directement au soleil afin de prévenir la dégradation des matériaux.
- En cas de non-utilisation prolongée, démontez le cadre et rangez-le dans son emballage d'origine pour une meilleure conservation.

7. Caractéristiques du produit

Nom du produit : Cadre de sécurité pour toilettes

Modèle : LB-YB-2014

Norme : Norme canadienne (SOR/98-282)

Capacité de poids maximale : 150kg / 330 lbs

Hauteur de l'accoudoir réglable : 65-77 cm

8. Conditions de garantie

Période de garantie : Service de garantie de 90 jours. Si des problèmes de qualité ou des défauts sont détectés pendant la période de garantie, veuillez contacter le service clientèle immédiatement.

9. Coordonnées

Titulaire de la marque : Shopper+ INC

Adresse du titulaire de la marque : 2110 52E AV, LACHINE, QUÉBEC, H8T 2Y3, MONTRÉAL, CANADA

Email : support@shopperplus.com

Téléphone : 514-631-5216

Fabricant : Foshan Yoob Medical Instrument Co.,Ltd

Adresse du fabricant : Factory 804, Building 4, Phase 9, Tianfulai Industrial Zone, No. 12, Rongli Xinfu Road, Ronggui Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong ,China